



Das Modell **Encore® Orthopaedic** zeichnet sich durch Reiß- und Stichfestigkeit aus, die ihn zum idealen OP-Handschuh bei riskanten Eingriffen in der Trauma- und Rekonstruktionschirurgie macht.



Schutz und Sicherheit

- Der Encore® Orthopaedic hat den **Virenpenetrationstest** gemäß ASTM F1671 bestanden.
- Die **SureFit™-Technologie** von Ansell verhindert das Abrollen der Manschette und erhöht somit den überlegenen Barrierschutz für medizinisches Personal.
- Die Festigkeit der **Innenbeschichtung** aus Polyurethan gegen Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis bildet eine weitere Schutzschicht zwischen Haut und Latex.
- Durch seine hohe Wandstärke ist der Encore® Orthopaedic um **40% widerstandsfähiger** als puderfreie OP-Standardhandschuhe.

Niedriger Allergengehalt

- Sehr **niedriger Proteingehalt** (30 µg/g oder darunter an wasserextrahierbarem Protein pro Gramm).
- Spezifische **Latexformulierung mit einer reduzierten Verwendung von chemischen Vulkanisationsbeschleunigern⁽¹⁾** (Thiuram- und MBT-frei für eine Minimierung der Risiken von Hautreizungen).



(1) AnsellCares-Positionspapier: „Ansell-Latexhandschuhe aus Naturkautschuk – Chemische Beschleuniger“.

HAUPTMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> - 40 % stärker⁽²⁾ als ein OP-Standardhandschuh für einen erhöhten Schutz - Texturierte Außenfläche für eine herausragenden, kontrollierten Nass- und Trockengriff - Einfaches An-/Ausziehen - Braune Farbe reduziert blendende Lichtreflexionen - Größere Flexibilität und Elastizität, erhöhter Tragekomfort
Material	- Naturkautschuklatex
Farbe	- Braun
Form/Former	<ul style="list-style-type: none"> - Rollrand - Anatomische Passform verhindert Ermüdungserscheinungen
Ausführung	- Texturierte Außenfläche für eine exzellente Griffsicherheit. Die Instrumente werden unter nassen wie trockenen Bedingungen nicht rutschig
Innenfläche	- Puderfrei, Polymerbeschichtung und Silikon-Spray
Barriereschutz (Mikrolöcher)	- AQL-Wert 1,0 ⁽³⁾
Reißkraftvergleich (N)	<ul style="list-style-type: none"> - Vor Alterung $(28^{(4)} - 19^{(5)})/19 = 0,47$ - Nach Alterung $(27^{(4)} - 18^{(5)})/18 = 0,50$

(2) Wandstärkenvergleich (mm) Encore® Orthopaedic/OP-Standardhandschuh: Finger 0,33/0,23, Handfläche 0,30/0,21, Manschette 0,26/0,17

(3) Die Kontrolle vor der endgültigen Freigabe (Wasserhaltetest) wird anhand der Inspektionsebene I (AQL 1,0) durchgeführt und ist damit strenger als von der Norm EN 455-1 (Inspektionsebene I AQL 1,5) vorgeschrieben.

(4) Encore® Orthopaedic

(5) OP-Standardhandschuh

Spezifikationen

Größe	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
Bestellnummer	5788200EU	5788201EU	5788202EU	5788203EU	5788204EU	5788205EU	5788206EU	5788207EU

Verpackungseinheit

4 X 50 Paar, 200 Paar pro Karton

Die puderfreien OP-Handschuhe Encore® Orthopaedic sind in einer länglichen **Verpackung aus Polyethylen** verpackt, die sich sehr leicht öffnen lässt.

Ausführlichere technische Daten enthält das entsprechende Technische Datenblatt.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben, von oder im Namen von Ansell, garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung der Ansell-Produkte für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl des Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.



Ansell

Ansell Limited ist ein weltweiter Marktführer auf dem Gebiet von Schutzprodukten. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 11.000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine führende Position sowohl im Markt für Kondome als auch in den Märkten für Handschuhe aus Naturlatex und synthetischem Polymer. Ansell konzentriert sich auf drei Geschäftsbereiche: Occupational Healthcare (Handschutzprodukte für die Industrie), Professional Healthcare (Operations- und Untersuchungshandschuhe für das Gesundheitswesen) und Consumer Healthcare (Kondome und Haushaltshandschuhe für Verbrauchermärkte). Informationen über Ansell und seine Produkte finden Sie auf unserer Website unter <http://www.ansell.eu>



www.lamprechttag.com

Lamprecht AG
Althardstrasse 246, Postfach 217
8105 Regensdorf
Tel. 043 388 73 73, Fax 043 388 73 11



www.ansell.eu