

HyGrip® MICRO-TOUCH®

Micro-Touch® HyGrip®

Puderfreier, unsteriler
Untersuchungshandschuh aus
Naturkautschuklatex



Sichere Instrumentenführung und Tragekomfort



Der Micro-Touch® HyGrip® von Ansell ist ein puderfreier, unsteriler Untersuchungshandschuh aus Naturkautschuklatex, der eine hohe Griffsicherheit ermöglicht, einen herausragenden

Schutz bietet und sich durch einen angenehmen Tragekomfort auszeichnet. Er ist die ideale Wahl für medizinisches Personal, das ein puderfreies Umfeld schaffen oder erhalten will.

Alle Berufstätigen im Gesundheitswesen haben
Anspruch auf einen **Optimalen Schutz**

Ansell

HyGrip®

MICRO-TOUCH®



MICRO-TOUCH®

Untersuchungshandschuhe der Micro-Touch®-Reihe von Ansell

Die Micro-Touch®-Handschuhreihe umfasst für alle Untersuchungsanwendungen einsetzbare, innovative Produkte und eine Lösung für jedes Spezialgebiet. Ansell hat seine Aufmerksamkeit insbesondere den Kundenanforderungen gewidmet: Barrierschutz, Tragekomfort, Längengarantie, Größenauswahl, Rohstoffmischung und einfache Herausnahme aus dem Spender.

Für die Konstruktion und Herstellung der Micro-Touch®-Reihe hat Ansell strenge technische Spezifikationen festgelegt. Diese stellen die einheitliche Qualität aller Micro-Touch®-Produkte sicher. Ein Beleg dafür sind die Werte für AQL, Dehnbarkeit, Länge und Proteingehalt.

ANSELL MICRO-TOUCH®

Alle Berufstätigen im Gesundheitswesen haben Anspruch auf einen optimalen Schutz.

Micro-Touch® HyGrip®

Puderfreier, unsteriler
Untersuchungshandschuh aus
Naturkautschuklatex

Sichere Instrumentenführung und Tragekomfort

ANWENDUNGEN

Alle unsterilen medizinischen Anwendungen, die einen Barrierschutz erfordern.

HERAUSRAGENDE GRIFFSICHERHEIT UND ANWENDERFREUNDLICHKEIT

Durch seine Herstellung auf Formen mit einer rauen Oberfläche erhält der Micro-Touch® HyGrip® eine mikrotexturierte Außenfläche. Dieses Merkmal gewährleistet in Verbindung mit seiner Einmalchlorung die hohe Griffsicherheit mit diesem handschuh bei der Instrumentenführung.

EXZELLENTER TRAGEKOMFORT

Eine spezielle Latexmischung verleiht dem Micro-Touch® HyGrip® seine exzellente Passform, Elastizität und Flexibilität.

HOHER SCHUTZ, NIEDRIGER ALLERGENGEHALT

Lange Bleichzeiten und Waschzyklen nach der Produktion gewährleisten einen äußerst niedrigen Gehalt an Proteinrückständen. Dieser Aspekt senkt in Verbindung mit seiner Puderfreiheit drastisch Allergierisiken des Typs I. Da der Micro-Touch® HyGrip® auch einen nur geringen Gehalt an Rückständen der bei der Herstellung verwendeten Chemikalien hat und frei von Thiuramen ist, sind Allergierisiken des Typs IV ebenfalls auf ein Minimum beschränkt.

Dieser Handschuh bietet einen sicheren Barrierschutz gegen Viren und Mikroorganismen. Er erfüllt oder übertrifft sogar alle nationalen und internationalen Sicherheitsstandards.

Spezifikationen

Größe	XS	S	M	L	XL
Bestellnummer	553381	553382	553383	553384	553385

Verpackung

100 Stück pro Spender,
10 Spender pro VE

XL: 80 Stück pro Spender,
10 Spender pro VE



Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung der Ansell-Produkte für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl des Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

Ansell Limited ist ein weltweiter Marktführer auf dem Gebiet von Schutzprodukten. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 11.000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine führende Position sowohl im Markt für Kondome als auch in den Märkten für Handschuhe aus Naturkautschuk und synthetischem Polymer. Ansell konzentriert sich auf drei Geschäftsbereiche: Occupational Healthcare (Handschutzprodukte für die Industrie), Professional Healthcare (Operations- und Untersuchungshandschuhe für das Gesundheitswesen) und Consumer Healthcare (Kondome und Haushaltshandschuhe für Verbrauchermärkte). Informationen über Ansell und seine Produkte finden Sie auf unserer Website unter <http://www.ansell.eu>.

Ansell GmbH Stadtquartier Riem Arcaden Lehrer-Wirth-Str. 4 D-81829 München Deutschland
Telefon: +49-(0)89-45118-0 Fax: +49-(0)89-45118-140
<http://www.ansell.eu> E-mail: infodeutschland@eu.ansell.com

Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park Block J Boulevard International 55
B-1070 Brussels Belgium Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Fax Customer Service: +32 (0) 2 528 74 03 <http://www.ansell.eu> E-mail: info@ansell.eu

Ansell