

Coated MICRO-TOUCH®

Micro-Touch® Coated

Puderfreier, unsteriler
Untersuchungshandschuh aus
Naturkautschuklatex



Einfaches An- und Ausziehen, maximaler Tragekomfort



Da er ein einfaches An- und Ausziehen gewährleistet, eignet sich der Micro-Touch® Coated von Ansell ideal für Anwender, die ihre Handschuhe häufig und schnell wechseln müssen. Dieser Handschuh bietet einen hohen Tragekomfort und gewährleistet durch

seine Erhältlichkeit in fünf Größen immer eine perfekte Passform. Aufgrund seines niedrigen Allergengehalts ist der Micro-Touch® Coated die praktische Wahl für medizinisches Personal, das ein puderfreies Umfeld schaffen oder erhalten will.

Alle Berufstätigen im Gesundheitswesen haben
Anspruch auf einen **Optimalen Schutz**

Ansell

Coated MICRO-TOUCH®



Micro-Touch® Coated

Puderfreier, unsteriler
Untersuchungshandschuh aus
Naturkautschuklatex

Einfaches An- und Ausziehen, maximaler Tragekomfort

ANWENDUNGEN

Alle unsterilen medizinischen Einsatzbereiche, die häufige und schnelle Handschuhwechsel erfordern.

Ausziehen und damit einen häufigen und schnellen Handschuhwechsel.

EXZELLENTER TRAGEKOMFORT, HOHE TASTSENSIBILITÄT

Der mit speziell für ihn angefertigte Formen hergestellte Micro-Touch® Coated ist in fünf Größen erhältlich. Dadurch gewährleistet er allen Anwendern immer eine perfekte Passform. Seine Latexmischung und die optimierte Dicke des Beschichtungsfilms gewährleisten eine hohe Elastizität, Flexibilität und Tastsensibilität.

HOHE SCHUTZEBENE, NIEDRIGER ALLERGEGEHALT

Lange Bleichzeiten und Waschzyklen nach der Produktion gewährleisten den sehr niedrigen Gehalt an Proteinrückständen des Handschuhs. Dieser Aspekt senkt in Verbindung mit seiner Puderfreiheit drastisch Allergierisiken des Typs I. Da der Handschuh auch einen nur geringen Gehalt an Rückständen der bei der Herstellung verwendeten Chemikalien hat und frei von Thiuramen ist, sind Allergierisiken des Typs IV ebenfalls auf ein Minimum beschränkt.

EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN

Die Innenbeschichtung des Micro-Touch® Coated aus Polyacrylat unterstützt das einfache An- und

Der Micro-Touch® Coated bietet einen sicheren Barrierschutz gegen Viren und Mikroorganismen. Er erfüllt oder übertrifft alle nationalen und internationalen Sicherheitsstandards.

MICRO-TOUCH®

Untersuchungshandschuhe der Micro-Touch®-Reihe von Ansell

Die Micro-Touch®-Handschuhreihe umfasst für alle Untersuchungsanwendungen einsetzbare, innovative Produkte und eine Lösung für jedes Spezialgebiet. Ansell hat seine Aufmerksamkeit insbesondere den Kundenanforderungen gewidmet: Barrierschutz, Tragekomfort, Längengarantie, Größenauswahl, Rohstoffmischung und einfache Herausnahme aus dem Spender.

Für die Konstruktion und Herstellung der Micro-Touch®-Reihe hat Ansell strenge technische Spezifikationen festgelegt. Diese stellen die einheitliche Qualität aller Micro-Touch®-Produkte sicher. Ein Beleg dafür sind die Werte für AQL, Dehnbarkeit, Länge und Proteingehalt.

ANSELL MICRO-TOUCH®

Alle Berufstätigen im Gesundheitswesen haben Anspruch auf einen optimalen Schutz.

Spezifikationen

Größe	XS	S	M	L	XL
Bestellnummer	553301	553302	553303	553304	553305

Verpackung

100 Stück pro Spender,
10 Spender pro VE

XL: 80 Stück pro Spender,
10 Spender pro VE



Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung der Ansell-Produkte für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl des Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

Ansell Limited ist ein weltweiter Marktführer auf dem Gebiet von Schutzprodukten. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 11.000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine führende Position sowohl im Markt für Kondome als auch in den Märkten für Handschuhe aus Naturkautschuk und synthetischem Polymer. Ansell konzentriert sich auf drei Geschäftsbereiche: Occupational Healthcare (Handschutzprodukte für die Industrie), Professional Healthcare (Operations- und Untersuchungshandschuhe für das Gesundheitswesen) und Consumer Healthcare (Kondome und Haushaltshandschuhe für Verbrauchermärkte). Informationen über Ansell und seine Produkte finden Sie auf unserer Website unter <http://www.ansell.eu>

Ansell GmbH Stadtquartier Riem Arcaden Lehrer-Wirth-Str. 4 D-81829 München Deutschland
Telefon: +49-(0)89-45118-0 Fax: +49-(0)89-45118-140
<http://www.ansell.eu> E-mail: infodeutschland@eu.ansell.com

Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park Block J Boulevard International 55
B-1070 Brussels Belgium Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Fax Customer Service: +32 (0) 2 528 74 03 <http://www.ansell.eu> E-mail: info@ansell.eu

Ansell