

FICHE TECHNIQUE

Gant d'examen en vinyle, poudré

Nom du produit: Gant d'examen en vinyle, poudré
Numéro d'article 10.810.2x

Matériau: Résine synthétique de chlorure de polyvinyle

Protéines latex: Gant sans latex et sans accélérateur chimique

Dimensions:

| Taille | Longueur (mm) | Largeur de la paume (mm) |
|--------|---------------|--------------------------|
| XS | 240 | ≤80 |
| S | 240 | 80 + 10 |
| M | 240 | 95 + 10 |
| L | 240 | 110 + 10 |
| XL | 240 | ≥110 |

Epaisseur:

| | |
|-------|----------|
| Doigt | ≥0.08 mm |
| Paume | ≥0.08 mm |

Propriétés physiques:

| | |
|-----------------------------------|------|
| Allongement | 350% |
| Résistance à la tension en Newton | 3.6 |

Poudre: Poudre d'amidon de maïs USP

Couleur: Blanc

Design et caractéristiques : non stérile, forme pour les deux mains, surface lisse, manchette à bord roulé

Emballage: 100 gants par distributeur
10 distributeurs par carton

Conformité du produit: Règles FDA 21 CFR 800.20, standards ASTM D-5250-00, Standards européens EN 455, 1 & 2

Préservation de la qualité: fabriqués suivant les règles du système de qualité FDA (QSR) et le système de qualité BS EN ISO 9001