

FICHE TECHNIQUE

Gant d'examen en vinyle, non poudré

Nom du produit: Gant d'examen en vinyle, non poudré
Numéro d'article 10.810.2x

Matériau: Pâte synthétique de chlorure de polyvinyle

Protéines latex: Gant sans latex et sans accélérateur chimique

Dimensions:

Taille	Longueur (mm)	Largeur de la paume (mm)
XS	240	≤80
S	240	80 ± 10
M	240	95 ± 10
L	240	110 ± 10
XL	240	≥110

Epaisseur:

Doigts	≥0.08 mm
Paume	≥0.08 mm

Propriétés physiques:

Allongement	350%
Résistance à la tension en Newton	3.6

Poudre: Sans lubrifiant sous forme de poudre

Couleur: Blanc

Design et caractéristiques: non stérile, forme pour les deux mains, surface lisse, manchette à bord roulé

Emballage: 100 gants par distributeur
10 distributeurs par carton

Conformité du produit: Règles FDA 21 CFR 800.20, standards ASTM D-5250-00, Standards européens EN 455, 1, 2 & 3

Préservation de la qualité: fabriqués suivant les règles du système de qualité FDA (QSR) et le système de qualité BS EN ISO 9001