

Powdered MICRO-TOUCH®

Micro-Touch® Powdered

Gepudertes, unsteriler
Untersuchungshandschuh aus
Naturkautschuklatex



Exzellente Passform, Tragekomfort und Sicherheit



Durch seine Herstellung auf speziellen Formen und aus einer hochfeinen Latexmischung bietet der Micro-Touch® Powdered von Ansell medizinischem

Personal einen optimalen Schutz. Seine Behandlung mit Puder aus modifizierter Maisstärke vereinfacht das An- und Ausziehen des Handschuhs.

Alle Berufstätigen im Gesundheitswesen haben
Anspruch auf einen **Optimalen Schutz**

Ansell

Powdered MICRO-TOUCH®



Micro-Touch® Powdered
Gepudertes, unsteriler
Untersuchungshandschuh aus
Naturkautschuklatex

Exzellente Passform, Tragekomfort und Sicherheit

ANWENDUNGEN

- Alle allgemeinen medizinischen Untersuchungsverfahren.
- Alle Formen der Zahnbehandlung.

SICHERHEIT UND NIEDRIGER ALLERGENGEGHALT

Der Micro-Touch® Powdered zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Proteingehalt aus: im Durchschnitt unter 50 µg/g (Modified Lowry). Diese Eigenschaft minimiert das mit einem Latexkontakt verbundene Allergierisiko.

Der Handschuh bietet einen sicheren Barrierschutz gegen Viren und Mikroorganismen. Er erfüllt nationale und internationale Sicherheitsstandards.

AUSSERGEWÖHNLICHE PASSFORM, HOHER TRAGEKOMFORT

Seine einzigartige Latexmischung macht den Micro-Touch® Powdered weich und äußerst komfortabel. Dieser Handschuh mit einer Länge von 240 mm und einer geraden Stulpe wird auf der Anatomie der Hand angepassten Kunststoffformen hergestellt. Dadurch erhält er seine exzellente Passform.

Für ein einfaches An- und Ausziehen ist die Innenseite des Handschuhs mit einem Puder aus modifizierter Maissstärke behandelt. Eine Chlorung ist somit nicht erforderlich. Die Außenseite des Handschuhs ist vollkommen glatt, wodurch er eine herausragende Tastsensibilität zulässt.

MICRO-TOUCH®

Untersuchungshandschuhe der Micro-Touch®-Reihe von Ansell

Die Micro-Touch®-Handschuhreihe umfasst für alle Untersuchungsanwendungen einsetzbare, innovative Produkte und eine Lösung für jedes Spezialgebiet. Ansell hat seine Aufmerksamkeit insbesondere den Kundenanforderungen gewidmet: Barrierschutz, Tragekomfort, Längengarantie, Größenauswahl, Rohstoffmischung und einfache Herausnahme aus dem Spender.

Für die Konstruktion und Herstellung der Micro-Touch®-Reihe hat Ansell strenge technische Spezifikationen festgelegt. Diese stellen die einheitliche Qualität aller Micro-Touch®-Produkte sicher. Ein Beleg dafür sind die Werte für AQL, Dehnbarkeit, Länge und Proteingehalt.

ANSELL MICRO-TOUCH®

Alle Berufstätigen im Gesundheitswesen haben Anspruch auf einen optimalen Schutz.

Spezifikationen

| Größe | S | M | L |
|---------------|--------|--------|--------|
| Bestellnummer | 503252 | 503253 | 503254 |

Verpackung

100 Stück pro Spender,
10 Spender pro VE



Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung der Ansell-Produkte für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl des Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

Ansell Limited ist ein weltweiter Marktführer auf dem Gebiet von Schutzprodukten. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 11.000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine führende Position sowohl im Markt für Kondome als auch in den Märkten für Handschuhe aus Naturkautschuk und synthetischem Polymer. Ansell konzentriert sich auf drei Geschäftsbereiche: Occupational Healthcare (Handschutzprodukte für die Industrie), Professional Healthcare (Operations- und Untersuchungshandschuhe für das Gesundheitswesen) und Consumer Healthcare (Kondome und Haushaltshandschuhe für Verbrauchermärkte). Informationen über Ansell und seine Produkte finden Sie auf unserer Website unter <http://www.ansell.eu>.

Ansell GmbH Stadtquartier Riem Arcaden Lehrer-Wirth-Str. 4 D-81829 München Deutschland
Telefon: +49-(0)89-45118-0 Fax: +49-(0)89-45118-140
<http://www.ansell.eu> E-mail: infodeutschland@eu.ansell.com

Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park Block J Boulevard International 55
B-1070 Brussels Belgium Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Fax Customer Service: +32 (0) 2 528 74 03 <http://www.ansell.eu> E-mail: info@ansell.eu

Ansell