

Atemtraining Spirométrie

Atemtrainer zur Einatmung

Mit Stülperschlauch und Mundstück, O₂-Anschluss hinten am Gerät

Spiromètre pour inspirer

Avec tuyau accordéon et embouchure, raccordement O₂ derrière l'appareil possible

CliniFlo

Einsatz in Geriatrie, Pädiatrie und bei geschwächten Patienten

Einatmungs-Flüsse von 100 bis 600 ml/Sek. hinten am Gerät regulierbar.

CliniFlo

Utilisation en gériatrie, pédiatrie et chez les patients affaiblis

Quantité inspirée/sec. réglable de 100 à 600 ml.

54.802



Coach 2

Der Einatmungstrainer für alle!

Der Schwebekörper zeigt den Atemfluss von 24 LPM an, die erreichte Leistung wird durch Kolbenhub angezeigt und kann mit dem Schiebe-Zeiger markiert werden.

Coach 2

Le spiromètre pour tous!

Le débitmètre indique un flux respiratoire de 24 LPM. La performance réalisée est indiquée par la course du piston et peut être marquée avec la flèche mobile.

mit Rückschlagventil
avec clapet

54.807.25 2500 ml
54.807.40 4000 ml

ohne Rückschlagventil
sans clapet

54.809.25 2500 ml
54.809.40 4000 ml



2500 ml



4000 ml

Atemtrainer zur Ausatmung

Öffnung der Atemwege und Sputum-Provokation, gleichzeitige Inhalation von Medikamenten möglich

Spiromètre pour expirer

Ouverture des voies respiratoires et pour provoquer l'expectoration et év. inhaler en même temps

TheraPep

Unter anderem auch für COPD- und CF-Patienten

Druckanzeige >10 cm bis <20 cm H₂O, mit Mundstück, Fluss-Regulator sechsfach verstellbar.

TheraPep

Entre autres pour les patients COPD et CF

Indication de la pression >10 cm jusqu'à <20 cm H₂O, avec embouchure, régulation du flux (6 variations possibles).

54.820.4



acapella

Für Vibrations-PEP-Therapie

Sekret mobilisierend, funktioniert in jeder Lage, auch zum Durchatmen, Frequenz/Widerstand verstellbar.

acapella

Pour les traitements PEP avec vibrations

Mobilise les sécrétions, fonctionne dans toutes les positions, également pour respirer à fond, fréquence/résistance réglables.

Modell grün, für Fluss >15 LPM
modèle vert, pour flux >15 LPM

54.830.4

Modell blau, für Fluss <15 LPM
modèle bleu, pour flux <15 LPM

54.830.2



acapella CHOICE

Ausführung wie oben, kann zur Reinigung und/oder Autoklavierung (bis 135°C) auseinander genommen werden.

acapella CHOICE

Version comme ci-dessus, peut être démonté pour le nettoyage et/ou l'autoclavage (jusqu'à 135°C).

54.830.0





We care for you.

Atemtrainer zur Expansion der Lunge Expansion des poumons

EzPAP

Zur Ein- und Ausatmung

PAP-Therapie mit leichtem Überdruck, für Druckluft oder Sauerstoff bei 5-15 LPM, Anschluss-Nippel für Druckkontrolle.

EzPAP

Pour inspirer et expirer

Thérapie PAP avec une légère surpression, pour air comprimé ou oxygène de 5 à 15 LPM, embout de raccordement pour le contrôle de la pression.

54.824



Atem-Muskeltrainer Appareil pour améliorer la musculature respiratoire

RespiFit

Trainingsgerät zur Steigerung der inspiratorischen Atemmuskulatur

Kraft und Ausdauer, erreichte/durchgeführte Uebungen werden auf einer Speicherkarte registriert.

RespiFit

Appareil pour améliorer la musculature respiratoire et augmenter la capacité respiratoire

Force et endurance, Carte-mémoire des données individuelles.

84.524



Alle erwähnten Geräte und Produkte sind CE Klasse I oder IIa

Tous les appareils et produits mentionnés répondent aux normes CE classe I ou IIa