

DermaClean™

Gant d'examen en
latex sans poudre

Haut niveau de confort
et manipulation sûre
des instruments



Le gant d'examen non-stérile en latex non-poudré DermaClean présente un potentiel allergique très faible et une grande facilité d'utilisation. DermaClean combine une préhension sûre avec de hauts

niveaux de confort et de sécurité. Il offre une solution de premier choix pour les professionnels de santé qui veulent créer ou préserver un environnement sans poudre.

Ansell

Utilisations recommandées

Examens quotidiens de patients.

Excellente préhension et facilité d'emploi

La surface externe du DermaClean est micro-texturée pour assurer une bonne préhension et une manipulation sûre des instruments. La chloration de la surface interne facilite le gantage. La manchette à bord roulé empêche le glissement du gant sur l'avant-bras.

Confort hors pair

Grâce à la formulation spécifique du latex, le DermaClean offre une élasticité, une flexibilité et un maintien sans pareil. Sa surface

externe siliconée garantit en outre un maximum de souplesse et de confort.

Haut niveau de sécurité et faible allergénicité

Le gant DermaClean présente une teneur en protéines extrêmement faible, inférieure à 50 µg/g et généralement proche des 10 µg/g en moyenne, grâce aux phases de lessivage en ligne et en postproduction. Ajoutée à l'absence de poudre, cette caractéristique réduit considérablement le risque d'allergies de Type I.

DermaClean™

Gant d'examen en latex sans poudre

En outre, le faible taux de résidus chimiques de ce gant et l'absence totale de thiurames minimisent les risques d'allergies de Type IV.

Le DermaClean apporte une protection efficace contre les virus et les micro-organismes. Il atteint voire dépasse toutes les normes de sécurité nationales et internationales.

Spécifications

Taille	X-Small 5-6	Small 6-7	Medium 7-8	Large 8-9	X-Large 9-10
Code	PFC4303970	PFC4303971	PFC4303972	PFC4303973	PFC4303974

Conditionnement

100 gants par boîte, 10 boîtes par carton.
XL : 80 gants par boîte, 10 boîtes par carton



Ansell

Ansell Limited est un leader mondial dans le domaine des produits de protection. Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, Ansell emploie plus de 11.000 personnes à travers le monde et occupe les premières places sur les marchés des gants en latex naturel et polymères synthétiques, ainsi que sur celui des préservatifs. Les activités d'Ansell couvrent trois secteurs: les gants de protection pour l'industrie (Occupational Healthcare); les gants de chirurgie et d'examen destinés aux professionnels de santé (Professional Healthcare); les préservatifs et les gants ménagers (Consumer Healthcare). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site <http://www.ansell.eu>

Ansell SA

2, boulevard du Moulin à Vent BP 78395 Cergy 95805 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Télécopie Service Commandes 01 30 30 21 38
<http://www.ansell.eu> E-mail : infofrance@eu.ansell.com

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tél. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

Ansell