

Dispos-a-Glove®

Le choix sans latex ni vinyle, idéal pour la réalisation de gestes simples

The non-vinyl and non-latex choice, ideal for many procedures

Les professionnels de santé sont aujourd'hui



Précurseur en ce domaine, grâce à notre programme Gants Synthétiques, Ansell met à votre disposition une gamme de gants dexamen

Les gants synthétiques Ansell sont toutefois bien plus que de simples produits de substitution. Ils peuvent procurer une barrière protectrice renforcée dans certaines situations professionnelles.

- en matériau copolymère (éthyl-méthyl-acrylate)
- offre une protection supplémentaire vis-à-vis des infections et des additifs chimiques quand il est porté comme doublure de gant
- bonne sensibilité tactile
- présenté sur un support papier pour faciliter le gantage
- préserve l'environnement

Ne pas en vente en France et Allemagne.

Applications

- Examens médicaux courants impliquant des professionnels de santé ou des patients allergiques au latex.
- Examens de courte durée n'impliquant pas de contact avec du sang ou tout autre liquide biologique potentiellement infectieux.

Pour de plus amples informations sur le Vinyl: <http://www.anselleurope.com/medical>

Spécifications

Code	Size
S3027	Small /6-7
S3047	Medium / 7-8
S3067	Large / 8-9

Non sterile

Code	Size
MDG601	Small /6-7
MDG701	Medium / 7-8
MDG801	Large / 8-9

Sterile - by unit

Code	Size
MDG651	Small /6-7
MDG751	Medium / 7-8
MDG851	Large / 8-9

Sterile - by pair

Conditionnement

Non stérile: 10 x 100 gants.
Stérile - par unité; 14 x 100 gants.
Stérile - par paire: 14 x 50 paires



Ansell

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu