

Mobiler Sauerstoffkonzentrator



Lamprecht



FreeStyle™



Freestyle – Tragbarer Sauerstoffkonzentrator (86.260.0)

Der tragbare Sauerstoffkonzentrator für mehr Bewegungsfreiheit und höhere Lebensqualität

Dank seinem geringen Gewicht von ca. 2 kg ist er so leicht, dass er überall mitgenommen werden kann. Ob im Auto, im Büro, im Flugzeug oder einfach zu Fuss, der mobile Konzentrator FreeStyle verschafft Ihnen die gewünschte **Bewegungsfreiheit** und somit eine höhere Lebensqualität. Der neue FreeStyle Konzentrator von AirSep ist die ideale Ergänzung zum stationären AirSep Quiet Life oder VisionAire.

Mit **weniger als 2,1 kg** ist FreeStyle von AirSep der **einzige tragbare** Sauerstoffkonzentrator auf dem Markt. Als leichtester, kompakter Konzentrator im Markt, bietet dieses portable Gerät vor allem Gewichtsvorteile eines inhaltsbasierenden Systems - jedoch mit uneingeschränkter Sauerstoffzufuhr.

Der FreeStyle Batteriegürtel ist als Variante zum System erhältlich und erweitert den Bewegungsspielraum enorm. Dieser Batteriegürtel im modischen Design ist für alle, die das Haus nicht ohne die Sicherheit zusätzlicher Stunden am FreeStyle verlassen möchten. Der Batteriegürtel ist leicht und ergonomisch perfekt angepasst - sie werden vergessen, dass sie ihn überhaupt tragen.

Überblick

- Durchflussleistung stufenlos einstellbar von 1 bis 3 l/min. gepulst
- Alarmfunktionen: optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Konzentration, Stromausfall oder Akkuleistung zu tief, Druckabfall oder Gerätestörung
- Einfache Bedienung durch übersichtliche Anordnung der Einstellfunktionen und Überwachungsinformationen
- Einfache und problemlose Bedienung

Zubehör

Batteriegürtel (86.260.01)

Komplett mit Ladegerät und Netzkabel

Akkubetrieb FreeStyle kombiniert mit Batteriegürtel:

3 LPM = 5.0 h
2 LPM = 6.0 h
1 LPM = 10 h

Technische Daten:

Gewicht:	< 2.1 kg
Abmessung (HxBxT)	21.8x15.5x9.1 cm
Betriebsspannung:	230V, 50 Hz / Auto DC 12V
Accubetrieb:	3 LPM = 2.0 h 2 LPM = 2.5 h 1 LPM = 3.5 h
Aufladezeit Accu:	3.5 h
O ₂ -Konzentration:	1-3 l / Min. gepulst
Geräuschpegel:	< 55 dBA
Gerätetyp:	BF
Schutzklasse:	II

Vertrieb durch:

Lamprecht AG
Althardstrasse 246
8105 Regensdorf

Tel. +41 (0) 43 388 73 73
Fax +41 (0) 43 388 73 23

sales@lamprechttag.com
www.lamprechttag.com