


# MICRO-TOUCH® Powdered

Gant d'examen  
en latex poudré

## Confort et sécurité garantis



Moulé sur des formes spéciales et réalisé à partir d'une formulation de latex spécifique, le MICRO-TOUCH® poudré d'Ansell offre aux professionnels de santé un excellent maintien et une protection

optimale. Ce gant fait partie de la gamme MICRO-TOUCH d'Ansell, considérée comme la référence en matière de sécurité, confort et facilité d'emploi.

**Ansell**

## Utilisations recommandées

# MICRO-TOUCH® Poudré

Tous types d'examens médicaux

Gant d'examen  
en latex poudré

### Maintien et confort sans pareil

Le MICRO-TOUCH poudré est  
souple et agréable à porter.

Il s'ajuste parfaitement aux mains  
des professionnels de santé.

Sa finition lisse assure une excellente  
sensibilité tactile.

### Sécurité et faible potentiel allergique

Le gant Micro-Touch poudré présente  
un contenu protéique très faible :  
moins de 50µg/g en moyenne. Ce  
faible taux réduit considérablement  
le risque d'allergies associées au latex.

Le gant constitue une barrière  
efficace contre les virus et les  
micro-organismes. Il satisfait à  
toutes les exigences nationales et  
internationales en matière de sécurité.

### Spécifications

Taille	Small 6-7	Medium 7-8	Large 8-9
Code	5721	5741	5761

### Conditionnement

100 gants par boîte, 10 boîtes par carton.



### Ansell

Ansell Limited est un leader mondial dans le domaine des produits de protection. Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, Ansell emploie plus de 11.000 personnes à travers le monde et occupe les premières places sur les marchés des gants en latex naturel et polymères synthétiques, ainsi que sur celui des préservatifs. Les activités d'Ansell couvrent trois secteurs : les gants de protection pour l'industrie (Occupational Healthcare); les gants de chirurgie et d'examen destinés aux professionnels de santé (Professional Healthcare) ; les préservatifs et les gants ménagers (Consumer Healthcare). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site <http://www.ansell.eu>

#### Ansell SA

2, boulevard du Moulin à Vent BP 78395 Cergy 95805 Cergy-Pontoise Cedex  
Tél. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Télécopie Service Commandes 01 30 30 21 38  
<http://www.ansell.eu> E-mail : [infofrance@eu.ansell.com](mailto:infofrance@eu.ansell.com)

#### Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

# Ansell