

Latexfreie Handschuhe

Überlegener Tragkomfort und hohe Sicherheit

Artikel	Bezeichnung / Beschreibung	Art.Nr.	Grösse	1 Box à Stück
	NitraTex puderfrei - Herstellung aus 100% Nitril - Thiuramfrei - Thermoelastisches Material für eine perfekte Passform - Ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien - Strukturierte Oberfläche für bessere Griffbarkeit und sicheres Arbeiten mit Instrumenten	10.803.2	S	100
		10.803.4	M	100
		10.803.6	L	100
		10.803.8	XL	100
	Micro-Touch DermaPrene - Puderfreier Neopren Handschuh - Leichtes Anziehen durch Polyurethan-Innenbeschichtung - Ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien - Strukturierte Fingerspitzen für sicheren Griff unter trockenen und feuchten Bedingungen	10.869.2	S	100
		10.869.3	M	100
		10.869.4	L	100
		10.869.5	XL	80
	Vinyl, puderfrei - Latexfrei - Gute Beständigkeit gegen Fett - Gute Griffbarkeit - Manschette mit Rollrand	10.810.20	XS	100
		10.810.22	S	100
		10.810.24	M	100
		10.810.26	L	100
		10.810.28	XL	100
	Sanor Anti-Allergie Haushalthandschuh - Puderfreier PVC Haushalthandschuh - Extra Schutz gegen Hitze und Kälte - Weiches Rayon-Innenfutter (50% Rayon, 10% Baumwolle) - Rutschfestes Profil - Beständigkeit gegen Öl, Fett, beding bei Säuren und Laugen	10.670.2	S	Paar
		10.670.4	M	Paar
		10.670.6	L	Paar
		10.670.8	XL	Paar
	Sanor Antibakterielle Haushalthandschuh - Puderfreier Vinyl Handschuh - Vermeidet Bakterienausbreitung im Haushalt, - Hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien - Ausgezeichneter Tragekomfort dank weichem Innenfutter aus Baumwollgemisch	10.671.2	S	Paar
		10.671.4	M	Paar
		10.671.6	L	Paar
		10.671.8	XL	Paar