

# Sauerstoffkonzentrator



Lamprecht

**QuietLife™ 5**



## QuietLife 5 - Lärmarmes Sauerstoffkonzentrator (86.285)

Der QuietLife 5 Sauerstoffkonzentrator von AirSep ist ein geräuscharmes Gerät mit geringem Stromverbrauch, das eine stetige Sauerstoffzufuhr bis zu 5 Liter pro Minute liefert.

Als **ruhigster Konzentrator** mit <40 dBA ist dieses Gerät perfekt für **geräuschempfindliche Patienten**.

Der QuietLife 5 wurde speziell für die Sauerstofftherapie in der Klinik und zu Hause entwickelt. Er liefert einen kontinuierlichen Flow mit Sauerstoff angereicherter Atemluft, indem er Raumluft filtert und von Stickstoff befreit. Die Sauerstofftherapie kann über Nasenbrillen oder –masken erfolgen. Zusätzlich kann der QuietLife 5 an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden.

Der QuietLife 5 ist ergonomisch gestaltet und einfach in der Handhabung. Ein einziger Regler erlaubt die Einhaltung der verschiedenen Flows. Eine Arretierung verhindert ein Überschreitung des Flows und ist nur durch den Servicetechniker oder das geschulte Klinikpersonal zugänglich.

Der QuietLife 5 verfügt über einen Netzausfallalarm sowie einen O<sub>2</sub>-Konzentrationsalarm (EcoCheck).

### Überblick

- Hohe Durchflussleistung stufenlos einstellbar von 1 bis 5 l/min
- Alarmfunktionen: optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Konzentration, Stromausfall, Druckabfall oder Gerätestörung
- Einfache Bedienung durch übersichtliche Anordnung der Einstellfunktionen und Überwachungsinformationen
- Überlastsicherung und Resetfunktion
- Einfaches und schnelles Erkennen der aktuellen Betriebsdaten
- Hohe O<sub>2</sub>-Konzentration in allen Floweinstellungen
- Innovative, wartungsfreie Ventiltechnik für eine lange Lebensdauer
- Extrem leise - geeignet für Heime, Spitäler und geräuschempfindliche Patienten

### Zubehör

#### Service-Set zu O<sub>2</sub>-Konzentrator AirSep (86.309.85)

beinhaltet:

-3 O <sub>2</sub> -Brillen gerade	50.186	-3 O <sub>2</sub> -Brillen gebogen	50.188
-1 Paket Grobstaubfilter (6Stk.)	86.302.85	-1 Verlängerungsschlauch 15m blau Silikon	70.335
-1 O <sub>2</sub> -Befeuchter befüllbar	86.308.1	-1 Schlauchraccord weiss drehbar	70.331.5
		-1 Schlauchtülle mit Drehgelenk	70.331.7

### Technische Daten:

Gewicht:	26.0 kg
Abmessung (HxBxT)	69x41x32 cm
Betriebsspannung:	230V, 50 Hz
Energieverbrauch:	285 Watt
O <sub>2</sub> -Konzentration:	bei 1-3 l / Min. min. 95% +/-3%
	bei 4 l / Min. min. 92% +/-3%
	bei 5 l /Min. min. 90% +/-3%
Geräuschpegel:	< 40 dbA

### Vertrieb durch:

Lamprecht AG  
Althardstrasse 246  
8105 Regensdorf

Tel. +41 (0) 43 388 73 73  
Fax +41 (0) 43 388 73 23

sales@lamprechttag.com  
www.lamprechttag.com