

Medikamenten-Vernebler



Lamprecht

Salter AIRE Plus®

Salter AIRE Plus®

Medikamentenvernebler

Medikamentenvernebler dienen zur Verneblung der vom Arzt verschriebenen Lösungen, die für die Verneblung in einem Medikamentenvernebler geeignet sind. Sie produzieren ein optimiertes Aerosol, sind jederzeit mobil einsetzbar, vernebeln fast geräuschlos und zeichnen sich durch minimalen Medikamentenrückstand für die effektive und effiziente Inhalationstherapie aus.

Salter AIRE Plus®

Der Salter AIRE Plus® -Kompressor erzeugt Druckluft, mit der das Inhalationsmedikament zu einem feinen Sprühnebel zerstäubt wird, der tief in die Lungen eindringt. Bei Einsatz des Kompressors mit dem von Salter Labs hergestellten Vernebler verwenden Sie Produkte höchster Qualität für das Inhalieren von Medikamenten.

Modelle

Salter AIRE Plus® Kompressor inkl. Salter Medikamentenvernebler NebuTech® HDN® mit 2 Ventilen zur Inhalation/Exhalation, autoklavierbar (Art. Nr 54.414)	Art. Nr 54.560
Salter AIRE Plus® Kompressor ohne Medikamentenvernebler	Art. Nr 54.560.1

Zubehör:

Salter Medikamentenvernebler NebuTech® HDN® mit 2 Ventilen zur Inhalation/Exhalation, Einweg	Art. Nr 54.415
Salter Medikamentenvernebler NebuTech® HDN® mit 2 Ventilen zur Inhalation/Exhalation, autoklavierbar	Art. Nr 54.414
Salter Medikamentenvernebler ohne Ventil, ohne Vinylschlauch	Art. Nr 54.412.0
Salter Medikamentenvernebler mit T- und Mundstück, inkl. 2.1 m Vinylschlauch	Art. Nr 54.412
Salter Medikamentenvernebler mit T- und Mundstück, inkl. Maske	Art. Nr 54.412.3
Salter Medikamentenvernebler mit T- und Mundstück	Art. Nr 54.412.1
Feinstaub Ersatzfilter 5 Stück	Art. Nr 54.561.2

Technische Daten:

Abmessung (L x B x T):	17 x 14.5 x 11.2 cm
Gewicht:	1.8 kg
Betriebsspannung:	230 V
Fliessfähigkeit:	mindestens 10 LPM
Druckleistung:	175 kPa
Durchflussrate:	mindestens 6 LPM

Vertrieb durch:

Lamprecht AG
Althardstrasse 246
8105 Regensdorf

Tel. +41 (0) 43 388 73 73
Fax +41 (0) 43 388 73 23

sales@lamprechttag.com
www.lamprechttag.com