

# SENSICLEAN™ II

NOUVELLE  
VERSION!

Gant d'examen en  
latex sans poudre

## Confort et sensibilité maximum



SensiClean™ II, gant d'examen non-stérile en latex non-poudré d'Ansell, présente un potentiel allergique très faible et une grande facilité d'utilisation. Conçu pour satisfaire aux exigences les plus

strictes en matière de confort, sensibilité et sécurité, le SensiClean II offre une solution pratique aux professionnels de santé qui souhaitent créer ou préserver un environnement sans poudre.

**Ansell**

## Utilisations recommandées

Tous types d'examens médicaux

# SENSICLEAN™ II

## Gant d'examen en latex sans poudre

### Confort et sensibilité hors pair

De forme anatomique, le SensiClean II offre un maintien parfait.

Il démontre également une élasticité, une souplesse et une sensibilité tactile remarquables grâce à sa nouvelle formulation ainsi qu'à l'épaisseur optimale de son film en latex. Son bord roulé empêche le glissement du gant sur l'avant-bras.

### Gantage et double gantage aisés

La chloration de la surface interne facilite le gantage tandis que la surface externe permet un double gantage lorsqu'une protection supplémentaire est requise.

### Spécifications

Taille	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Code	4304820	4304821	4304822	4304823	4304824

### Conditionnement

X-Small, Small, Medium, Large: 100 gants ambidextres par boîte. 10 boîtes par carton.

X-Large: 80 gants ambidextres par boîte. 10 boîtes par carton.

### Haut niveau de sécurité et faible allergénicité

Le gant SensiClean II présente une teneur en protéines extrêmement faible grâce aux phases de lessivage en ligne et en postproduction. Ajoutée à l'absence de poudre, cette caractéristique réduit considérablement le risque d'allergies de Type I.

En outre, le faible taux de résidus chimiques de ce gant et l'absence totale de thiurames minimisent les risques d'allergies de Type IV.

Le SensiClean II constitue une barrière de protection efficace contre les virus et micro-organismes. Il atteint ou même dépasse toutes les normes de sécurité nationales et internationales.



### Ansell

Ansell Limited est un leader mondial dans le domaine des produits de protection. Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, Ansell emploie plus de 11.000 personnes à travers le monde et occupe les premières places sur les marchés des gants en latex naturel et polymères synthétiques, ainsi que sur celui des préservatifs. Les activités d'Ansell couvrent trois secteurs: les gants de protection pour l'industrie (Occupational Healthcare); les gants de chirurgie et d'examen destinés aux professionnels de santé (Professional Healthcare); les préservatifs et les gants ménagers (Consumer Healthcare). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site <http://www.ansell.eu>

#### Ansell SA

2, boulevard du Moulin à Vent BP 78395 Cergy 95805 Cergy-Pontoise Cedex  
Tél. 01 34 24 52 52 Télécopie 01 30 73 93 46 Télécopie Service Commandes 01 30 30 21 38  
<http://www.ansell.eu> E-mail : [infofrance@eu.ansell.com](mailto:infofrance@eu.ansell.com)

#### Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
Tél. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

# Ansell