

# Sauerstoffkonzentrator



Lamprecht

**VisionAire™**





## VisionAire – Kompakter Sauerstoffkonzentrator (86.288)

### Vom Blick in die Zukunft der Heimpflege inspiriert

Ein visionäres neues Sauerstoffprodukt erobert den Markt. VisionAire von AirSep ist ein Konzentrator, der alle unverzichtbaren Merkmale in sich vereint und neue Qualitätsstandards bei 5-Liter-Konzentratoren setzt.

VisionAire spricht **geräuschempfindliche Patienten** und ihre Lebenspartner an, die eine ruhige Atmosphäre zu Hause schätzen, denn dieses Heimgerät mit ansprechendem, modernem Design läuft **beinahe lautlos**.

Das VisionAire-Gerät ist leicht zu verwenden, leicht zu reinigen und **praktisch wartungsfrei**. Alle Geräte sind mit einem Sauerstoffmonitor zur Kontrolle der Konzentration ausgestattet.

### Besonderheiten:

- Fast lautloser Betrieb
- Sichtbar kleineres Format – kompakt und leicht
- Praktisch wartungsfrei
- Optionaler O<sub>2</sub>-Konzentrationsalarm (EcoCheck)
- Besondere Merkmale und Optionen für die Sicherheit des Patienten

### Alarmsignale:

- Stromausfall
- Hoher und niedriger Druck
- Temperatur
- Geringe Konzentration (mit optionalem Sauerstoffmonitor)

### Zubehör

#### Starter-Set zu O<sub>2</sub>-Konzentrator VisionAire (86.309.86)

beinhaltet:

-1 O <sub>2</sub> -Brille gerade	50.186
-1 Verlängerungsschlauch 15m blau Silikon	70.335
-1 Schlauchraccord weiss drehbar	70.331.5
-1 O <sub>2</sub> -Brillen gebogen	50.188

### Technische Daten:

Gewicht:	13.6 kg
Abmessung (HxBxT)	35.8x29.2x52.8 cm
Betriebsspannung:	230V, 50 Hz
Energieverbrauch:	290 Watt
O <sub>2</sub> -Konzentration:	bei 1-5 l / Min.
Geräuschpegel:	40 dbA

### Vertrieb durch:

Lamprecht AG  
Althardstrasse 246  
8105 Regensdorf

Tel. +41 (0) 43 388 73 73  
Fax +41 (0) 43 388 73 23

sales@lamprechttag.com  
www.lamprechttag.com